

LadyBalance



CE  
0543

## Please read this leaflet carefully before use.

LadyBalance® is a prebiotic (supports own micro flora) which restores natural pH and maintains vaginal health.

**Intended use:** Reduces unpleasant vaginal odour and discharge associated with bacterial vaginosis (BV). Relieves vaginal dryness, itching, irritation and soreness.

**Instructions for use: *Treatment:*** Use one vaginal tablet daily until symptoms improve (usually 1 week for BV, unpleasant odour and discharge; 1-2 weeks for vaginal dryness, itching, irritation and soreness). ***Prevention:*** ½-1 vaginal tablet 1-7 days per week, as required. Insert one tablet deep into the vagina using a clean finger. Moistening the tablet before insertion may help.

**Contents:** Lactose monohydrate, magnesium stearate and silicon dioxide.

### DO NOT USE if you:

are allergic to milk - contains traces of milk proteins. LadyBalance can be used in cases of dietary lactose intolerance.

### SEE YOUR DOCTOR if you:

have vaginal pain, bleeding or a yellow-green unpleasant smelling

discharge – you could have Trichomoniasis.

### NOT RECOMMENDED to use:

in combination with other vaginal products containing bacteria or yeasts (including milk-based products) - this could reduce the effect of LadyBalance or cause adverse effects.

LadyBalance can be used during pregnancy and breast feeding but see your doctor if you think you have an infection during pregnancy. If symptoms persist, see your doctor.

LadyBalance is for vaginal use only - do not put the tablets in your mouth due to choking hazard.

Keep dry and out of the reach of children.

**Possible side effects:** Clear or gritty discharge (1 in 10 users); light incidents: yeast smell, urge to pass water, headache, itching, spotting (light bleeding) (1 in 100 to 1 in 10 users). These improve after stopping treatment.

### Manufacturer and distributor:

LadyBalance ApS, Karensdalvej 76, DK-7100 Vejle, Denmark.

For more information visit [www.ladybalance.com](http://www.ladybalance.com)

LadyBalance® is a registered trademark.

This product is registered as a Class IIa medical device according to Council Directive 93/42/EEC.

LadyBalance



## Læs venligst denne indlægsseddel før brug.

LadyBalance® er et præbiotisk (understøtter egen mikroflora) produkt, som genopretter naturlig pH og stabiliserer et sundt miljø i skeden. Afhjælper tørhed i skeden, kløe, irritation og svie.

**Indikation:** Ubehagelig lugt fra skeden og udfåd forårsaget af bakteriel vaginose (BV). Tørhed, kløe, irritation og svie.

**Brugsanvisning: Behandling:** Brug én vaginaltablett dagligt, indtil symptomerne forsvinder (op til 1 uge for BV, ubehagelig lugt og udfåd; 1-2 uger for tørhed i skeden, kløe, irritation og svie).

**Forebyggelse:** ½-1 vaginaltablett på 1-7 gange om ugen efter behov. Indfør tablett dybt i skeden med en ren finger. Indføringen kan lettes ved at fugte tablett.

**Indhold:** Laktose-monohydrat, magnesium-stearat og silicium-dioxid.

### **BRUG IKKE PRODUKTET, hvis du:**

er allergisk over for mælk – indeholder spor af mælkeprotein.

### **Konsulter din læge hvis du:**

har smerter i skeden, blødning eller gul-grønt udfåd med ubehagelig lugt – du kunne have en infektion med Trichomonas.

### **VI KAN IKKE ANBEFALE at anvende produktet:**

i kombination med andre vaginale produkter, som indeholder bakterier eller gær (herunder mælkeprodukter) - dette vil kunne reducere effekten af LadyBalance eller give bivirkninger.

LadyBalance kan anvendes under graviditet og amning, men konsulter lægen, hvis du tror, du har en infektion under graviditeten. Hvis symptomerne ikke forsvinder, konsulter din læge.

LadyBalance er kun til brug i skeden – put ikke tabletterne i munden – kvælningsfare.

Opbevar tabletterne tørt og udenfor børns rækkevidde.

**Mulige bivirkninger:** Klar eller grynet udfåd (1 ud af 10 brugere); lettere bivirkninger: lugt af gær, tissetrang, hovedpine, svie, pletblødning (1 ud af 100 til 1 ud af 10 brugere). Bivirkninger forsvinder, når produktet ikke længere anvendes.

**Producent og distributør:** LadyBalance ApS, Karensdalvej 76, DK-7100 Vejle, Danmark.

For mere information, besøg [www.ladybalance.dk](http://www.ladybalance.dk)

LadyBalance® er et registreret varemærke.

Produktet er registreret som et klasse IIa medicinsk udstyr efter Rådsdirektiv 93/42/EEC.